



Le système de soins simple et sûr adapté à tous les modèles courants de lentilles de contact rigides perméables au gaz ainsi que souples hydrophiles

Conception

Le système de soins idéal pour le spécialiste en lentilles de contact et pour les cas d'exigences particulières. Il est adapté à tous les modèles courants de lentilles de contact rigides perméables au gaz et ainsi que pour les formes souples hydrophiles.

Le système «Conventionnel» est extrêmement sûr et avantageux et il offre un entretien optimal dans les situations où un nettoyage manuel supplémentaire s'avère nécessaire.

Le système «Conventionnel» est indiqué en particulier pour l'utilisation par le spécialiste en lentilles de contact. Il se prête également très bien pour l'entretien de différents types de lentilles de contact portés par un seul et même utilisateur.

Solution de nettoyage

La «Solution de nettoyage» s'attaque avec ménagement à tout dépôt par l'action d'une substance tensioactive. Les dépôts de lipides, de mucides, de protéines, de résidus cellulaires ou cosmétiques, ainsi que d'autres substances contaminantes peuvent être enlevés manuellement de la surface des lentilles de contact par l'utilisateur.

Solution de conservation et rinçage

Suite au nettoyage, la «Solution de conservation et rinçage» permet, grâce à sa capacité de réduire la tension de surface, un bon humectage des lentilles de contact. Sa conception galénique particulière assure une bonne stabilité chimique, ce qui garantit une protection efficace contre la contamination biologique.

Solution saline

La «Solution saline» se prête généralement au rinçage et à l'humectage de tous les types de lentilles de contact courants, ainsi qu'à la désinfection thermique des formes souples hydrophiles.

Grâce à sa composition particulière, le système «Conventionnel» est volontiers utilisé pour la conservation de tous les types courants de lentilles de

contact. Ses composants lipophiles très actifs favorisent une efficacité accrue de la «Solution de nettoyage» lors des manipulations de nettoyage indispensables à tous les types conventionnels de lentilles de contact souples hydrophiles. Une sensibilité peu marquée aux variations de la température (en comparaison avec les systèmes au peroxyde) combinée à une efficacité remarquable rendent ce produit plus sûr, en particulier dans des conditions d'hygiène précaires lors des voyages.

Le système «Conventionnel» est conseillé spécialement pour l'hygiène exigeante des lentilles de contact chez le spécialiste. Pour le porteur de différents types de lentilles de contact, les soins avec ce système sont rationnels et sûrs et la «Solution saline» représente une alternative bon marché par rapport



Laboratoire Dr. G. Bichsel SA
(Lieu de fabrication des produits de soins Contopharma pour lentilles de contact)