



## Une solution hydratante et douce, sans agent de conservation, présentée en mono dose, déposant un film clair destiné à protéger les yeux secs ou irrités

### Conception

OCUSAN est disponible en mono dose faciles à utiliser. À tous moments, ce produit hydratant est à la disposition de l'utilisateur, sous forme stérile, par petites quantités.

Cette solution convient surtout aux yeux qui ont tendance à être secs et sensibles, ainsi qu'à une hydratation supplémentaire des lentilles de contact.

La solution OCUSAN est un film clair, viscoélastique, stérile, sans agent de conservation, destiné à protéger la cornée. Elle est exclusivement composée de substances naturelles, biologiques. OCUSAN protège et humidifie la surface de l'œil et réduit les frottements. La solution entraîne ainsi un soulagement durable lors de troubles liés

- à des efforts mécaniques par ex. lors du port de lentilles de contact rigides perméables aux gaz ou souples hydrophiles
- à des interventions diagnostiques et/ou invasives à l'œil
- au stress environnemental, par ex. des installations de climatisation, le vent, le froid, la sécheresse ou la pollution, un environnement pauvre en oxygène par ex.
- au stress visuel lors d'une activité sollicitant fortement la vue comme le travail devant l'écran de l'ordinateur, au microscope ou lors de longs trajets au volant d'une voiture.
- à la prise de médicaments ou d'éléments nutritifs.

### Utilisation

L'utilisation du produit est fonction des besoins et peut être répétée plusieurs fois par jour. Les flacons sont équipés de dispositifs refermables.

### Autres indications

Afin de garantir une tolérance optimale, il convient de respecter notamment les mesures de précaution suivantes lors de l'utilisation d'OCUSAN

- éviter tout contact entre l'œil et la mono dose
- en raison du risque de contamination, éviter tout contact avec l'ouverture du flacon
- la solution ne contient aucun agent de conservation, chaque flacon est réservé à un usage unique, le reste de la solution ne doit pas être utilisé
- ne pas instiller dans l'œil en même temps que d'autres collyres.
- ne pas utiliser en cas d'œil infecté

La notice contient de plus amples conseils et indications.