



### Confort par le design

„c-lens 1day UV silk“ est l'unique lentille journalière moulée avec un bord complètement arrondi:

- Assise douce et souple des lentilles sur l'oeil
- Maintient le confort avec chaque battement palpébral

### Lentille journalière „c-lens 1day UV silk“, ingénuité et design

- Confort augmenté
- Fixation de l'humidité élevée
- Appuis plus souple et capacité de glissement amélioré
- Importante satisfaction en total

### **Adaptation**

Les lentilles de contact doivent présenter une position centrée et réagir encore au bout de 4 heures de port par un léger glissement uniforme lors d'un battement de paupières ou d'un changement rapide de la direction du regard.

Critères supplémentaires

- Une éventuelle empreinte du bord de la lentille de contact sur le tissu conjonctif doit être évitée.
- Une acuité visuelle stable doit être assurée.
- Aucune bulle d'air ne doit se former sous la lentille lors de sa mise en place sur l'œil.
- Quelle que soit la direction du regard, le bord de la lentille ne doit pas se décoller de la cornée / conjonctive.

### **Entretien des lentilles**

La solution de rinçage CONTOPHARMA «daily soft» est recommandée pour atteindre un confort de port optimal. Cette solution contient les composants de base (entre autres hyaluron) de la gamme de solutions Confort de CONTOPHARMA, ainsi que des composants spéciaux pour la neutralisation des radicaux libres. La solution de rinçage CONTOPHARMA «daily soft» est appropriée pour rincer, équilibrer et conditionner les lentilles de contact quotidiennes soit avant leur mise en place, soit directement après sur l'œil.

Les solutions CONTOPHARMA Confort sont une excellente option pour une lubrification et réhydratation ultérieure des lentilles. En cas de faibles quantités de liquide lacrymal, la solution «drop&see» soutient grâce à sa composition équilibrée les fonctions cellulaires de la cornée. Par sa composition optimisée, la solution «lens&lid» protège les surfaces des LC contre les impuretés pendant le port.

### **Concept de port**

Les lentilles de contact CONTOPHARMA «c-lens 1day UV silk» sont recommandées pour un rythme de renouvellement quotidien.

### **Remarque importante**

Les lentilles de contact avec filtre anti-UV ne peuvent pas remplacer d'autres aides optiques (lunettes correctives ou lunettes de soleil) munies d'une protection anti-UV. L'utilisateur doit continuer à se protéger par des moyens appropriés complémentaires contre les rayons nuisibles. Il n'a pas encore été

démontré dans quelle mesure les lentilles de contact avec filtre anti-UV peuvent influencer la fréquence de modifications de l'œil dues aux rayons UV.

### **Produits disponibles, emballages:**

#### **Produits disponibles:**

Diamètre	mm	14.20
Courbure de base	mm	8.60
Puissance		
Minus	dpt	sph -0.25 à -7.00 (intervalles de 0.25 dpt)
	dpt	sph -7.50 à -12.50 (intervalles de 0.50 dpt)
Plus	dpt	sph +0.25 à +7.00 (intervalles de 0.25 dpt)
	dpt	sph +7.50 et +8.00 (intervalles de 0.50 dpt)

#### **Emballages:**

- 32 lentilles (boîte): boîte de 2 blister contenant chacun 16 lentilles emballées séparément.
- 96 lentilles (boîte): boîte de 6 blister contenant chacun 16 lentilles emballées séparément.