



Une lentille de contact journalière multifocal en matériau bio-hydrogel bi-ionique contenant 58% d'eau, avec surface postérieure bi-courbe, profile de bord confort et filtre anti-UV intégré.

Conception


Le «matériau bio-hydrogel» bi-ionique de la lentille «ZEISS Contact Day 1 multifocal» permet de proposer une lentille journalière offrant un équilibre idéal entre de bonnes propriétés d'hydratation et une tolérance immédiate élevée.

Les lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» créent les conditions optimales pour une bonne tolérance en présence d'un film lacrymal normal ou chargé de protéines, aussi chez les clients souhaitant de longues durées quotidiennes de port des lentilles. La forte perméabilité à l'oxygène - même à la valeur dioptrique élevée - répond au grand besoin d'oxygène de la cornée.

Les lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» sont particulièrement bien adaptées à la correction d'un début de presbytie et d'amétropies sphériques (myopie et hypermétropie) concomitantes. Idéales pour les porteurs et porteuses de lentilles de contact qui souhaitent bénéficier d'un haut confort de port, même à la fin d'une longue journée.

Le matériau

Grâce à leur composition bi-ionique, les lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» retiennent l'eau et assurent une hydratation élevée et stable de 58%. Par ailleurs, elles réduisent l'évaporation, les dépôts et protègent ainsi contre les irritations et les intolérances - même en cas de sécheresse oculaire. Elles offrent ainsi une qualité de vision élevée constante, ainsi qu'une légère sensation de fraîcheur agréable.



Capacité élevée de liaison de l'eau: Lors de la liaison et de l'absorption de l'humidité, des agents mouillants viennent renforcer l'effet du matériau bi-ionique des lentilles de contact, ce qui constitue un point positif pour les utilisateurs qui ressentent une sensation de sécheresse durant la journée.




Agents tensio-actifs non ioniques: Des agents mouillants non ioniques actifs en surface favorisent l'hydratation et empêchent l'adhérence de composants lacrymaux.



Ce composant naturel est extrait de plantes marines. Ce polymère avec des propriétés de rétention de l'eau retient également le liquide lacrymal à la surface des lentilles de contact et constitue un film de protection naturel.

Résistance élevée aux dépôts




Dans le cas des lentilles de contact ioniques conventionnelles (à gauche), la charge négative de la surface des lentilles de contact provoque des dépôts chargés positivement, par ex. protéines. En raison des ions chargés positivement et négativement dans les lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» (à droite), la charge de la surface des lentilles de contact reste neutre, ce qui empêche les dépôts.

Protection anti-UV intégrée

Le filtre anti-UV actif des lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» favorise les mécanismes de protection naturels de l'œil et offre une protection supplémentaire contre les dommages à long terme dus aux rayons UV.

La géométrie

Grâce aux propriétés particulières du matériau des lentilles de contact, la géométrie des lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» a été adaptée de manière optimale aux exigences de port actuelle. Ainsi, l'épaisseur de bord a été réduite de 30 % par rapport à des lentilles conventionnelles, et le profil de bord est ainsi structuré de manière extrêmement complexe pour une lentille journalière: le profil de bord bi-face, légèrement arrondi et surélevé favorise une bonne lubrification lacrymale et le glissement non irritant de la lentille de contact entre la paupière et la conjonctive, ce qui préserve l'œil, réduit les risques d'infection et assure un confort de port durable.



Géométrie surface antérieure

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Courbe de base | 2 Diamètre T (\varnothing_T) |
| 3 Diamètre VOZ (\varnothing_{VOZ}) | 4 Epaisseur médiane (t_e) |
| 5 Largeur de biseau | 6 Ø Zone de transition |
| 7 Ø Vue de loin | |

Données techniques

Matériau: bio-hydrogel bi-ionique (42%)
(filtre UV, non ionique)
Couleur pour la manipulation: bleu clair
Méthode de fabrication: moulage
Teneur en eau: 58%
Surface antérieure: Zone optique antérieure (VOZ)
multifocale, asphérique centré pour de loin
avec zone transitoire lenticulaire
contrôle de design adaptatif
Surface postérieure: bi-courbe sphérique
à profil de bord confort
Design de bord: asphérique
Perméabilité à l'oxygène: $Dk/t (-3.0)41.9 \times 10^{-11}$ Barrer

Adaptation

Les lentilles de contact doivent présenter une position centrée et réagir encore au bout de 4 heures de port par un léger glissement uniforme lors d'un battement de paupières ou d'un changement rapide de la direction du regard.

Critères supplémentaires:

- Sélectionner une première lentille de contact pour l'adaptation sur la base du schéma ci-joint.
- Test de tolérance après 30 min.
- Observation (bon centrage, mouvement modéré), vérification de l'inclinaison sur la base du marquage (trait) à 270°.
- Sur-réfraction sphérique.

Diamètre cornéen horizontal:

+2.00 (+/- 0.5 mm)

Courbe de base:

1.0 mm au méridien cornéen le plus plat (+/- 0,3 mm)

Puissance:

L'acuité visuelle naturelle de loin a la priorité, donc:

- Vision de loin centrale
- Profils d'addition avec une progression douce des valeurs dioptriques

Entretien des lentilles

Pour un confort de port optimal, CONTOPHARMA recommande l'utilisation de la solution de rinçage «daily soft». Elle contient les composants de base (notamment acide hyaluronique) de la famille des produits des solutions confort de CONTOPHARMA ainsi que des composants spéciaux pour neutraliser les radicaux libres. CONTOPHARMA «daily soft» est adaptée pour le rinçage, l'équilibrage ainsi que le conditionnement des lentilles journalières avant la mise en place ou directement après sur l'œil.

Les solutions confort de CONTOPHARMA sont particulièrement adaptées pour une lubrification et une réhydratation ultérieures.

En cas de faibles quantités de liquide lacrymal, la solution «drop&see» soutient les fonctions cellulaires de la cornée grâce à sa composition équilibrée.

La solution «lens&lid» fournit une protection contre la contamination à la surface des lentilles de contact pendant le port grâce à sa composition optimisée.

La solution sans conservateur «drop&see MD» en mono doses re-fermables est particulièrement adaptée pour les yeux sensibles.

Outre les gouttes oculaires classiques, il est aussi possible d'utiliser des sprays oculaires à base aqueuse ou liposomique pour accroître le confort de port en particulier pour des durées de port journalières longues.

Concept de port

Les lentilles de contact «ZEISS Contact Day 1 multifocal» sont recommandées pour un rythme de renouvellement quotidien.

Remarque importante

Les lentilles de contact avec filtre anti-UV ne peuvent remplacer d'autres aides optiques (lunettes correctives ou lunettes de soleil) munies d'une protection anti-UV. L'utilisateur doit continuer de se protéger par des moyens appropriés complémentaires contre les rayons nuisibles.

Il n'a pas encore été démontré dans quelle mesure les lentilles de contact avec filtre anti-UV peuvent influencer la fréquence de modifications de l'œil dues aux rayons UV.

Produits disponibles, emballages:

Produits disponibles:

Diamètre	mm	14.20
Courbe de base	mm	8.80
Puissance		
<u>Valeur distance</u>	dpt	-0.25 à -10.00 (intervalle de 0.25 dpt)
	dpt	plan à +5.00 (intervalle de 0.25 dpt)
<u>Addition (vision de loin centrale)</u>		„Type A“ (+0.75)
		„Type B“ (+1.50)

Emballage:

Boîtes de 8 lentilles sous blister
Boîtes de 32 lentilles sous blister

Le nouvel étui à lentilles «ZEISS Contact Day 1 multifocal» est idéal lorsqu'on est pressé: il est particulièrement facile à ouvrir et peut être refermé d'une simple pression de doigt.

Littérature

¹⁾ Data on File Wöhlk Contactlinsen GmbH, D-24232 Schönkirchen

Géométrie, gamme, utilisation et adaptation

GÉOMÉTRIE

Surface postérieure:

Bi-courbe sphérique, à profil de bord confort

Surface antérieure:

Zone optique antérieure (VOZ) multifocale, asphérique centré pour de loin avec zone transitoire lenticulaire, contrôle de design adaptatif

LIEFERBEREICH

Courbe de base:

8.80

Diamètre:

14.20

Dioptrie:

Valeur de loin:

-0.25 à -10.00 [0.25]

Plan à +5.00 [0.25]

Addition pour de près:

„Type A“ (+0.75)

„Type B“ (+1.50)

UTILISATION

En cas de presbytie (Presbyopie) en corrélation avec amétropies sphériques (Myopie et Hypermétropie)

CONSEIL POUR L'ADAPTATION

Diamètre:

Diamètre cornéen horizontal +2.0 (+/-0.5 mm)

Courbe de base:

Additionner 1.0 mm au méridien cornéen le plus plat +/-0.3 mm)

Puissance:

La vision naturelle de loin est priorisée, de ce fait

1. Centré pour la vision de loin
2. Profils pour l'addition avec valeurs d'ajustage dioptriques basses

Valeur de loin:

Sphère + ½ cylindre des valeurs actuelles de réfraction avec distance verre œil 0 mm ou valeur de référence pour la version uni focale

Valeur de près:

a) Commencer avec „Type A“; en cas d'addition plus importante que +1.50 ou acuité visuelle réduite pour les deux distances, commencer avec „Type B“;

b) Test de tolérance après 30 min (rallier impressions visuelles, tester de devoirs de près simples)

c) Jugement de l'assise (bonne sur-réfraction, mouvement modéré); en cas de mauvaise assise la discontinuation est conseillée;

d) Binoculaire sous de bonnes conditions lumineuses avec intervalles de 0.25; addition (plus) aussi haute que possible; en cas de vision de près mauvaise changer pour le „Type B“