



Collyre à haute viscosité à base de hyaluronate 0.30% pour le soulagement et le soin des yeux secs

Indications et domaine d'utilisation

«ocuvers drops GEL» est particulièrement indiqué en cas de contraintes induites par le stress environnemental, par exemple sous l'effet de la climatisation, du vent, du froid, de la sécheresse ou de la pollution de l'air, ainsi qu'en cas de troubles suite à des interventions diagnostiques non invasives sur l'œil. Le film larymal est stabilisé en cas de sécrétion lacrymale insuffisante. Prend soin des yeux qui sont malmenés par exemple par le travail intensif sur les écrans d'ordinateur, les longs trajets en voiture ou les déplacements.

Mode d'emploi facile

- Tenir fermement le flacon doseur. Exercer une légère pression à l'arrière avec l'index pour libérer une goutte de gel.
- Le système One-Drop breveté et facile à doser permet une utilisation aisée et garantit une observance élevée, y compris avec les yeux sensibles ou chez les patients âgés. Le système est calibré à raison de 0,05 ml par goutte, soit 200 gouttes de bien-être pour l'œil!
- Ne pas toucher l'embout du flacon et ne pas l'appliquer directement sur l'œil.
- Pencher la tête en arrière de préférence et déposer la goutte dans le coin externe de la paupière.
- Quantité recommandée: 1 à 2 gouttes par application, si nécessaire plusieurs fois par jour.

Propriétés du produit

- Stimule et soutient les propriétés régénératrices de la cornée.
- Protège les yeux de la sécheresse, des irritations et de la fatigue.
- Préserve le film lacrymal pour une meilleure protection des yeux.
- Ne contient pas d'ingrédients d'origine animale.
- Améliore le confort de port en cas d'irritations dues aux lentilles de contact.

Autres renseignements

- En cas d'irritation, cesser l'utilisation du produit et consulter un ophtalmologue.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.
- Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, à une température entre 5 et 30°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser plus de 6 mois après ouverture.
- Flacon stérile jusqu'à la première utilisation.

Composition

Classification dans la classe IIb dispositif médical.

- Hyaluronate de sodium 0,30%
- Tamponné au borate
- Chlorure de sodium
- EDTA
- Microglycine 50
- Eau désionisée

Durée d'utilisation après ouverture du contenant:
6 mois

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Conditionnement: flacon compte-gouttes de 10 ml
(One-Dropper MDO)

Littérature

Tous les documents originaux sont en possession de:
INNOMEDIS AG
Walther-Rathenau-Strasse 5
D-50996 Köln
info@ocuvers.eu