



## Das Pflegesystem für eine sichere und einfache Pflege aller gängigen formstabilen gasdurchlässigen und weichen hydrophilen Contactlinsen

### Konzeption

Das ideale Pflegesystem für den Contactlinsen-Spezialisten und bei besonderen Anforderungen für alle üblichen formstabilen gasdurchlässigen und stabilen Hartlinsen sowie weichen hydrophilen Contactlinsen.

Das System „Konventionell“ ist sehr sicher, kostengünstig und bietet vor allem dann eine optimale Pflege, wenn eine zuzügliche manuelle Reinigung angezeigt ist.

Das System „Konventionell“ ist besonders geeignet für den Contactlinsen-Spezialisten und vor allem auch zur Pflege unterschiedlicher Contactlinsen-Typen bei gleichem Anwender.

### Reinigungslösung

Die „Reinigungslösung“ wirkt schonend durch einen oberflächenwirksamen Stoff gegen Anlagerungen. Die Contactlinsen werden manuell durch den Anwender von Lipiden, Muzinen, Proteinen, Zellresten, Rückständen von Kosmetika und anderen Fremdstoffen befreit.

### Aufbewahrungs- und Abspüllösung

Die „Aufbewahrungs- und Abspüllösung“ bringt nach erfolgter Reinigung eine gute Benetzung der Contactlinse durch die Verringerung der Oberflächenspannung. Die speziell konzipierte Galenik bringt bei hoher, chemischer Stabilität eine hohe Wirkung gegen Keimverschleppung.

### Kochsalzlösung

Die „Kochsalzlösung“ kann generell zum Abspülen und Benetzen von allen gängigen, sowie auch zur thermischen Desinfektion von weichen hydrophilen Contactlinsen verwendet werden.

Durch die spezielle Zusammensetzung wird das System „Konventionell“ gerne für die Lagerhaltung aller gängigen Contactlinsen-Typen verwendet. Die besonders gut fettlösenden Komponenten der „Reinigungslösung“ begünstigen die Wirkung bei notwen-

digen, manuellen Reinigungsvorgängen von konventionellen weichen hydrophilen Linsen.

Eine weniger ausgeprägte Empfindlichkeit auf Temperaturschwankungen gegenüber Peroxyd Systemen macht das Produkt in Verbindung mit der hohen Wirksamkeit vor allem auf Reisen unter erschwerten, hygienischen Bedingungen sicherer. Empfohlen wird das System „Konventionell“ vor allem auch für die anspruchsvolle Contactlinsen-Hygiene beim Spezialisten. Für den Anwender unterschiedlicher Contactlinsen-Typen zeigt sich die Pflege rationell und sicher, die „Kochsalzlösung“ als kostengünstige Variante zum hygienischen Abspülen der Linsen.



Laboratorium Dr. G. Bichsel AG  
(Produktion der ContoPharma Contactlinsen-Pflegemittel)